



TOSOH

Simplificación Sofisticada

AIA-900

Analizador de Inmunoensayo Automatizado

El AIA-900 proporciona

diagnósticos de inmunoensayo


altamente avanzados en un

potente analizador de sobremesa.



Operaciones Rápidas, Eficientes e Intuitivas en un Analizador de Sobremesa fácil de usar.

- Rendimiento de 90 pruebas/hora
- Primer resultado en ~ 18 minutos
- Acceso aleatorio / Procesamiento continuo
- Estabilidad de calibración de 90 días para la mayoría de los ensayos
- Operación simple con pantalla táctil
- Muestreo de tubos primarios con código de barras
- Detección de coágulo
- Pre-tratamiento automatizado
- Dilución automática de 2 a 1000



TOSOH BIOSCIENCE

Cuatro Configuraciones que Proporcionan Capacidades de Expansión



AIA-900
Sobremesa



AIA-900
Modelo de Cargador



AIA-900
Con Clasificador de 9 Bandejas



AIA-900
Con Clasificador de 19 Bandejas

Reactivos en Copa de Prueba son de Dosis Unitaria

- Individuales, las copas de prueba unitarias no requieren mezcla o pre medición previa, ni refrigeración a bordo y sin residuos
- El formato de reactivo seco asegura la estabilidad de la calibración de 90 días para la mayoría de los ensayos
- Código de barras para una fácil identificación de prueba y gestión de inventario
- La mayoría de los reactivos tienen una vida útil de un año desde la fecha de manufactura.
- Todos los analizadores de Tosoh AIA utilizan los mismos reactivos
- Los resultados son consistentes e intercambiables entre sistemas
- Extenso menú de pruebas proporciona una amplia gama de pruebas de inmunoensayo incluyendo: tiroides, marcadores cardíacos, marcadores tumorales, hormonas reproductivas, marcadores de anemia, marcadores metabólicos, diabetes, marcadores renales y más



Opciones de automatización del AIA-900, según su necesidad y espacio disponible

AIA-900 Modelo de Cargador

A/P/AI: 89 cm x 66.5 cm x 66.2 cm (analizador)

A/P/AI: 100 cm x 67 cm x 76.2 cm (con carrusel)

A/P/AI: 89 cm x 66.5 cm x 124.7 cm (con base dedicada)

AIA-900 Con Clasificador de 9 Bandejas

A/P/AI: 129 cm x 66.5 cm x 66.2 cm

A/P/AI: 129 cm x 66.5 cm x 124.7 cm (con base dedicada)

AIA-900 Con Clasificador de 19 Bandejas

A/P/AI: 152 cm x 66.5 cm x 66.2 cm

A/P/AI: 152 cm x 66.5 cm x 124.7 cm (con base dedicada)

Sobremesa



Modelo de Cargador



Clasificador de 9 Bandejas



Clasificador de 19 Bandejas



TOSOH BIOSCIENCE

Tosoh Bioscience Latin America SpA
6000 Shoreline Court, Suite 101
South San Francisco, CA 94080
Tel: (800) 248 6764
Fax: (650) 615 0415
www.tosohbioscience.us