



## Microbiología:

Campana de Flujo Laminar

FK-1S

## Características Generales:

- Ventilación vertical.
- El área de trabajo cerrada previene del aire externo y gases peligrosos.
- Cantidad de aire ajustable y sistema de ventilador.
- Interruptor para regular el voltaje y la cantidad de aire en el área de trabajo.
- Mesa de acero inoxidable de alta calidad.
- Pureza: 100@=0.5µm(209E)
- Número de colonias: =0.5/(F90)mm

- Vibración y semipicos: =3µm
- Velocidad promedio del aire: 0.3-0.6M/S(Ajustable).
- Iluminación blanca y lámpara UV: 18W×1 20W×1
- Ruido: =62aB(A)
- Máxima disipación de poder: 0.4KW
- Iluminación: =300LX
- HEPA: 820×600×50x1 mm
- Área de trabajo: 880×700×500 mm
- Tamaño externo: 1040×790×1610 mm
- Dimensiones en caja de empaque: 1240×960×1790 mm
- Peso campana: 160 kg
- Peso para envío: 225 kg

